



 **ROLLATOR NEO STRONG**
Notice d'utilisation
 DISPOSITIF MEDICAL











 **NEO STRONG ROLLATOR**
Instructions manual
 MEDICAL DEVICE

 **ROLLATOR NEO STRONG**
Manual de instrucciones
 DISPOSITIVO MEDICO

REF. 826244



SYMBOLE FIGURANT SUR L'ETIQUETTE OU DANS LA NOTICE D'UTILISATION
SYMBOL APPEARING ON THE LABEL OR IN THE INSTRUCTION MANUAL
SIMBOLO EN LA ETIQUETA O EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

	Adresse du fabricant Manufacturer's address Dirección del fabricante		Invitation à consulter le manuel d'utilisation Invitation to consult the user manual Invitación a consultar el manual de usuario
	Date de fabrication Date of production Fecha de fabricación		Respecter les consignes de sécurité Follow the safety instructions Respetar las instrucciones de seguridad
	Numéro de lot Batch number Número de lote		Conformité CE CE conformity Teme la humedad
	Référence du produit Product reference Referencia del producto		Craint l'humidité Does not tolerate dampness Conformidad CE
	Poids maximum de l'utilisateur Maximum user weight Peso maximo del usuario		Dispositif médical Medical Device Dispositivo médico

IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin.

Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages.

Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide technique. Il vous conseillera et informera sur l'utilisation la plus appropriée à votre cas.

Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

DESTINATION DU PRODUIT

Le rollator Neo Strong est un dispositif d'aide à la marche destiné aux personnes à mobilité réduite. Ce rollator est destiné à l'intérieur et à l'extérieur et se replie pour faciliter le rangement ou le transport.

PRECAUTIONS D'EMPLOI



Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.

- Ne dépassez pas la limite maximale de poids de 150 Kg.
- Ne dépassez pas la limite maximale de charge dans le panier (5kg). Les charges ne doivent être transportées que dans le panier. N'accrochez pas des objets lourds au rollator car cela pourrait affecter sa stabilité.
- Assurez-vous que toutes les pièces (les roues, les câbles, les poignées et molettes) soient bien fixées et en bon état de fonctionnement.
- N'utilisez pas le rollator dans un escalier ou sur un escalator.
- Utilisez uniquement les accessoires et les pièces fournies par le fabricant.
- Le rollator est une aide à la marche. **Ce n'est pas un fauteuil roulant.** Il n'a pas été conçu pour transporter une personne assise dessus. **Un tel usage risque d'endommager les roues et la structure même du rollator.** Celui-ci pourrait en être fragilisé et ne plus répondre à ses caractéristiques mécaniques lors des futurs usages. N'utilisez le rollator que comme support de marche.
- N'utilisez pas le rollator pour marcher en arrière.
- N'effectuez aucun réglage sur le rollator pendant qu'il est en cours d'utilisation.
- Contrôler le bon fonctionnement des freins avant utilisation.
- Toutes les roues doivent toujours être en contact avec le sol.
- Lorsque le rollator est **en position stationnaire**, les freins doivent être verrouillés. Ne pas tenter de déplacer le rollator si les freins sont verrouillés.
- Assurez-vous de mettre les mains sur chaque poignée afin que le rollator puisse être en position de force parallèle.
- Veillez à faire attention lors de la montée des trottoirs ou lorsque vous empruntez des surfaces inclinées, inégales ou glissantes. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque important de chute ou de blessure.
- N'utilisez pas le rollator sur une pente mouillée, verglacée ou enneigée.
- En cas de pièces abimées, cassées ou usées, contactez le revendeur.

DESCRIPTIF DU PRODUIT



1 : Poignée (x2)	7 : Roue avant (x2)
2 : Tubulure de la poignée (x2)	8 : Porte-canne (x1)
3 : Poignée de frein (x2)	9 : Sac (x1)
4 : Molette (x2)	10 : Dossier (x1)
5 : Assise (x1)	11 : Câble de frein (x2)
6 : Roue arrière (x2)	12 : Pastille réfléchissante (x2)

DEPLIAGE :

Poser le rollator sur ses roues puis appuyez vers le bas sur les deux montants latéraux du siège jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent (voir 1 et 2 ci-dessous).



INSTALLATION DU SAC :

La sacoche est fixée par velcro aux extrémités du châssis.




REGLAGE DE LA HAUTEUR DES POIGNEES :

Insérer les poignées au moins jusqu'au premier trou traversant dans le tube du châssis. Faire passer la vis de fixation de l'intérieur puis serrer à l'aide de la rondelle et de la molette. Pour modifier le réglage de la hauteur des poignées, desserrer la vis de fixation en tournant la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Puis bloquer la poignée à la hauteur souhaitée comme cela est décrit ci-dessus. (Voir 3 et 4 ci-dessous).



INSTALLATION DU PORTE-CANNE :

Sous le dossier et sur les montants de la poignée, mettre en place le support supérieur en insérant les ergots dans les orifices, fermer le clip, appuyer fermement jusqu'à encliquetage. Introduire le gobelet muni de sa tige en bas dans l'orifice prévu à cet effet et le clipser. Vérifier la bonne tenue. Le porte-canne peut être monté à droite ou à gauche.



REGLAGE DES FREINS :

En cas de freinage trop faible ou trop brusque, le frein peut être réglé à la tension voulue soit au-dessus, sur la poignée (voir 5 ci-dessous), soit au-dessous, avec un outil approprié (non livré) au niveau de la vis de réglage sur le câble (voir 6 ci-dessous).




UTILISATION DES POIGNEES DE FREIN :

Pour ralentir, serrez légèrement les poignées avec vos doigts. Le serrage doit se faire simultanément à droite et à gauche (voir 7 ci-dessous).

Pour verrouiller les freins, par exemple pour immobiliser le rollator, pousser fermement les deux poignées vers le bas (voir 8 ci-dessous) jusqu'à ce qu'elles se verrouillent. Un « clic » se fait entendre, et signifie que le verrouillage est bien assuré.

Pour déverrouiller les freins, tirez vers le haut les deux poignées (voir 7 ci-dessous).



L'action des freins peut être influencée par l'usure des pneus. **Il est donc nécessaire de contrôler régulièrement les freins.**

POSITION ASSISE :

Placer le rollator sur un sol plat et stable. Puis **bloquer les freins** en position stationnement comme vu plus haut. Le rollator doit être stable et ne pas bouger. S'asseoir bien droit et ne pas se pencher en arrière.

PLIAGE :

Pour replier le rollator, tirez le siège vers le haut à l'aide de la poignée et repliez le rollator de chaque côté. (Voir 10 et 11 ci-dessous).



ENTRETIEN - MAINTENANCE



L'absence d'entretien et de maintenance de votre produit peut entraîner des risques de blessures graves.

- Nettoyer régulièrement le rollator avec de l'eau tiède et un chiffon doux. Ne pas utiliser de produit abrasif, de détergent ou de produits solvantés.
- Sécher avec un chiffon doux propre et sec.
- S'assurer qu'il n'y ait pas d'accumulation de saleté ou de débris autour de l'essieu, des freins ou des roues.

- Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant du phénol ou du chlore, car cela pourrait endommager les matériaux en aluminium et en polyamide.
- Lubrifier les roues avec un peu d'huile si celles-ci grincent.
- Contrôlez périodiquement l'usure et la solidité de toutes les vis et boulons. Remplacez immédiatement toutes les pièces cassées, abîmées ou usées.
- Vérifiez que les freins fonctionnent avant chaque utilisation.
- Vérifiez les freins de stationnement en poussant les poignées dans la position verrouillée, puis en essayant de pousser le rollator.
- En cas de dysfonctionnement, ne pas réparer le rollator soi-même. Consulter un revendeur agréé.

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

Le produit peut être réutilisé. Il doit d'abord être nettoyé et désinfecté en respectant les consignes d'hygiène. Lors du transfert du produit, pensez à remettre tous les documents techniques nécessaires au nouvel utilisateur. Au préalable, le produit devra être inspecté par un spécialiste autorisé.

RECYCLAGE

Lorsque le produit sera devenu inutilisable et que vous devrez le jeter : veuillez contacter votre revendeur spécialisé. Si vous souhaitez effectuer le recyclage par vous-même, demandez à la société locale de gestion des déchets pour les directives d'élimination.

STOCKAGE



Le non-respect des conditions de stockage peut entraîner une détérioration du produit et donc des risques de blessures graves

- Ne pas stocker votre produit pendant une période prolongée près d'une source de chaleur ou au soleil (ex : derrière une fenêtre ou près d'un radiateur) ou près d'une source de froid.
- Conserver à l'écart de toute flamme et source d'étincelle.
- Respecter les conditions pour ranger et stocker votre produit.
- Dans un endroit sec et tempéré
- Protéger votre produit par un emballage de la poussière, de la corrosion (ex : éléments abrasifs, sable, eau de mer, air salin).
- Stockez toutes les pièces retirées ensemble, au même endroit (ou repérez-les si nécessaire) pour éviter de les mélanger avec d'autres produits lors du remontage.
- Tous les composants doivent être stockés sans la moindre charge (ne pas déposer d'objets trop lourds sur les éléments du produit ne rien coincer...).

DUREE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 5 ans en conditions d'utilisation, de sécurité et d'entretien normales pour un utilisateur. Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé aussi longtemps tant qu'il est toujours en bon état.

Si le produit est utilisé dans un environnement à utilisateurs multiples (maison de retraite ou hôpital), la durée de vie peut être réduite.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions hors-tout	Larg. 60,5 x Prof. 67 x Haut. 81 / 96 cm
Dimensions assise	Larg. 40 x Prof. 22,5 x Haut. 58 cm
Largeur entre les poignées	47,5 cm
Charge maximale du sac	5 kg
Poids	7,9 kg
Poids maximal supporté	150 kg

GARANTIE

Ce produit est garanti deux ans à partir de la date d'achat par l'utilisateur. IDENTITÉS fournira des pièces de rechange pour toute pièce qui a cassé en raison d'un défaut de fabrication, de conception ou de matériau. Contactez le distributeur chez qui vous avez acheté le produit au cas où vous auriez besoin de faire une réclamation. Les défaillances résultant de dommages accidentels, d'une mauvaise utilisation, de modifications ou d'une usure ne sont pas couvertes par cette garantie. Contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le produit pour appliquer la garantie.



IMPORTANT

Read the instructions carefully before using this product and keep them if necessary.

User: If you are unable to read or understand any warnings, precautions or instructions, please contact your health care professional or distributor before using this product or risk and damage may result.

Consult your physician or health care professional before using any assistive device. He/she will advise and inform you on the most appropriate use in your case.

Distributor: this instruction manual must be given to the users of this product.

PRODUCT DESTINATION

The Neo Strong rollator is a walking aid for people with reduced mobility. This rollator is designed for indoor and outdoor use and folds up for easy storage or transport.

SAFETY PRECAUTIONS



Failure to follow the safety precautions may result in the risk of serious injury.

- Do not exceed the maximum weight limit of 150 Kg.
- Do not exceed the maximum load limit in the basket (5kg). Only transport loads in the basket. Do not hang heavy objects on the rollator as this could affect its stability.
- Make sure that all parts (wheels, cables, handles and knobs) are secure and in good working order.
- Do not use the rollator on stairs or escalators.
- Only use accessories and parts supplied by the manufacturer.
- The rollator is a walking aid. It is not a wheelchair. It is not designed to carry a person sitting on it. Such use may damage the wheels and the structure of the rollator itself. The rollator could be weakened and no longer meet its mechanical characteristics in future use. Only use the rollator as a walking support.
- Do not use the rollator to walk backwards.
- Do not make any adjustments to the rollator while it is in use.
- Check that the brakes work properly before use.
- All wheels must always be in contact with the ground.
- When the rollator is in the stationary position, the brakes must be locked. Do not attempt to move the rollator if the brakes are locked.
- Be sure to put your hands on each handle so that the rollator can be in the parallel force position.
- Use caution when climbing pavements or walking on sloping, uneven or slippery surfaces. Failure to do so may result in a significant risk of falling or injury.
- Do not use the walker on a wet, icy, or snowy slope.
- If any parts are damaged, broken or worn, contact the dealer.

PRODUCT DESCRIPTION



1 : Handle (x2)	7 : Front wheel (x2)
2 : Handle tubing (x2)	8 : Cane holder (x1)
3 : Brake handle (x2)	9 : Bag (x1)
4 : Knob (x2)	10 : Backrest (x1)
5 : Seat (x1)	11 : Brake cable (x2)
6 : Rear wheel (x2)	12 : Reflective sticker (x2)

UNFOLDING :

Place the rollator on its wheels and press down on the two side posts of the seat until they click into place (see 1 and 2 below).



BAG INSTALLATION :

the bag is attached to the ends of the frame with velcro.



HANDLE HEIGHT ADJUSTMENT :

Insert the handles at least up to the first through hole in the frame tube. Push the fixing screw through from the inside and tighten it with the washer and the knob. To change the handle height adjustment, loosen the fixing screw by turning the knob counter-clockwise. Then lock the handle at the desired height as described above. (See 3 and 4 below).



CANE HOLDER INSTALLATION :

Under the backrest and on the handle posts, insert the cane holder by inserting the lugs into the holes, close the clip, press firmly until it clicks into place. Insert the cup with its stem at the bottom into the hole provided and clip it in place. Check that it fits properly. The cane holder can be mounted on the right or left.




BRAKE ADJUSTMENT :

If the braking is too weak or too abrupt, the brake can be adjusted to the desired tension either above, on the handle (see 5 below), or below, with a suitable tool (not supplied) at the adjustment screw on the cable (see 6 below).



USE OF BRAKE HANDLES :

To slow down, squeeze the handles slightly with your fingers. Squeeze the handles simultaneously on the right and left (see 7 below). To lock the brakes, for example to stop the rollator, push both handles down firmly (see 8 below) until they lock. A "click" will be heard, indicating that the lock is secure. To release the brakes, pull up both handles (see 7 below).



The action of the brakes can be influenced by tyre wear. **It is therefore necessary to check the brakes regularly.**

SITTING POSITION :

Place the rollator on a flat, stable surface. Then **lock the brakes** in the parking position as described above. The rollator should be stable and not move. Sit upright and do not lean back.

FOLDING :

To fold the rollator, pull the seat up using the handle and fold the rollator to either side. (See 10 and 11 below).



CARE AND MAINTENANCE



Failure to care for and monitor your product may result in the risk of serious injury.

- Clean the rollator regularly with warm water and a soft cloth. Do not use abrasive products, detergents or solvents.
- Dry with a clean, dry soft cloth.
- Make sure there is no accumulation of dirt or debris around the axle, brakes or wheels.
- Do not use cleaning products containing phenol or chlorine, as this could damage aluminium and polyamide materials.
- Lubricate the wheels with a little oil if they squeak.
- Periodically check the wear and strength of all screws and bolts. Replace all broken, damaged or worn parts immediately.
- Check that the brakes are working before each use.

- Check the parking brakes by pushing the handles into the locked position, then trying to push the rollator.
- If there is a malfunction, do not repair the rollator yourself. Consult an authorized dealer.

CHANGE OF OWNERSHIP

The product can be reused. It must first be cleaned and disinfected in accordance with hygiene instructions. When transferring your product, remember to hand over all the necessary technical documents to the new user. Beforehand, the product must be inspected by an authorised specialist.

RECYCLING

When the product has become unusable and you have to throw it away: please contact your specialist dealer. If you wish to carry out recycling for yourself, ask your local waste management company for disposal guidelines.

STORAGE



Failure to observe the storage conditions can lead to deterioration of the product and thus to the risk of serious injury.

- Do not store your product for an extended period of time near a heat source or in the sun (e.g. behind a window or near a radiator) or near a cold source.
- Keep away from all flames and sources of sparks.
- Respect the conditions for storing your product :
- In a dry and temperate place
- Protect your product from dust, corrosion (e.g. abrasive elements, sand, sea water, salty air).
- Store all removed parts together in the same place (or locate them if necessary) to avoid mixing them with other products when reassembling.
- All components must be stored without any load (do not place any objects that are too heavy on the product elements, do not jam anything...).

PERIOD OF USE

The life expectancy of this product is 5 years under normal use, safety and maintenance conditions for a user. Beyond this period, the product can be used for as long as it is still in good condition.

If the device is used in a multi user environment (such as a nursing home or hospital) then service life may be reduced.

FEATURES TECHNICAL

Overall dimensions	Width. 60,5 x Depth. 67 x Height. 81 / 96 cm
Seat dimensions	Width. 40 x Depth. 22,5 x Height. 58 cm
Width between the handles	47,5 cm
Maximum bag load	5 kg
Weight	7,9 kg
Maximum supported weight	150 kg

GUARANTEE

This product is guaranteed for two years from the date of purchase by the user. IDENTITIES will provide replacement parts for any part that has broken due to a manufacturing, design or manufacturing deficiencies. Contact the distributor from whom you purchased the product in case you need to make a claim. Failures resulting from accidental damage, misuse, alteration, or wear and tear are not covered by this warranty. Contact the dealer from whom you purchased the product to apply the warranty.



IMPORTANTE

Lea el manual cuidadosamente antes de usar este producto y guárdelo en caso de necesidad.

Usuario: Si no puede leer o comprender alguna advertencia, precaución o instrucción, póngase en contacto con su profesional de la salud o con su distribuidor antes de utilizar este producto o se pueden producir riesgos y daños.

Consulte a su médico o profesional de la salud antes de usar un andador. Él o ella le aconsejará e informará sobre la técnica de caminar más apropiada para usted.

Distribuidor: este manual debe ser entregado a los usuarios de este producto.

DESTINO DEL PRODUCTO

El rollator Neo Strong es una ayuda para caminar para personas con movilidad reducida. Este rollator está diseñado para su uso en interiores y exteriores y se pliega para facilitar su almacenamiento o transporte.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



Si no se siguen las precauciones de seguridad, se corre el riesgo de sufrir lesiones graves.

- No exceda el límite de peso máximo de 150 Kg.
- No exceda el límite máximo de carga en la cesta (5 kg). Las cargas sólo pueden ser transportadas en la cesta. No coloque objetos pesados en el rollator, ya que esto puede afectar a su estabilidad.
- Asegúrese de que todas las piezas (ruedas, cables y asas) estén en buen estado y bien sujetas.
- Asegúrese de que los pomos de ajuste estén apretados y a la misma altura.
- No use el rollator en escaleras o escaleras mecánicas.
- Utilice sólo los accesorios y piezas suministradas por el fabricante.
- El rollator es una ayuda para caminar. **No es una silla de ruedas.** No está diseñado para llevar a una persona sentada en él. Hacerlo **podría dañar las ruedas y la estructura del rollator**. El rollator podría debilitarse y dejar de cumplir sus características mecánicas durante su uso futuro. Use el rollator sólo como un soporte para caminar.
- No use el rollator para caminar hacia atrás.
- No haga ningún ajuste en el rollator mientras esté en uso.
- Compruebe que los frenos funcionan correctamente antes de usarlos.
- Durante el uso, bloquee los frenos de estacionamiento para todas las acciones.
- Todas las ruedas deben estar siempre en contacto con el suelo.
- Cuando el rollator está **en posición estacionaria**, los frenos deben estar bloqueados. No intente mover el Rollator si los frenos están bloqueados.
- Asegúrate de poner las manos en cada asa para que el rollator pueda estar en una posición de fuerza paralela.
- Tenga cuidado al subir a las aceras o al caminar sobre superficies inclinadas, desiguales o resbaladizas. Si no se hace así, puede haber un riesgo importante de caídas o lesiones.
- No utilice el andador en una pendiente húmeda, helada o nevada.
- Si alguna pieza está dañada, rota o desgastada, póngase en contacto con su distribuidor.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO



1 : Asa (x2)	7 : Rueda delantera (x2)
2 : Tubo de la asa (x2)	8 : Portabastones (x1)
3 : Maneta del freno (x2)	9 : Bolsa (x1)
4 : Pomo de fijacion (x2)	10 : Respaldo (x1)
5 : Asiento (x1)	11 : Cable de freno (x2)
6 : Rueda trasera (x2)	12 : Pieza reflectante (x2)

DESPLEGADO :

Coloca el rollator sobre sus ruedas y presiona los dos tubos laterales del asiento hasta que se enganchen (ver 1 y 2 abajo).




INSTALACION DE LA BOLSA :

La bolsa se sujeta con velcro a los extremos del marco.



AJUSTE DE LA ALTURA DE LAS ASAS :

Inserte las asas al menos hasta el primer agujero pasante del tubo del chasis. Inserte el tornillo de fijación desde el interior y apriételo con la arandela y el pomo de triangular. Para cambiar el ajuste de altura de las asas, afloje el tornillo de fijación girando el pomo en el sentido contrario a las agujas del reloj. Luego bloquee el asa a la altura deseada como se describe arriba. (Véase 3 y 4 más abajo).



MONTAGE DEL PORTABASTONES :

Debajo del respaldo y en los montantes de las asas, inserte el soporte superior insertando las orejetas en los agujeros, cierre el clip, presione firmemente hasta que encaje en su lugar. Inserte la otra pieza con su tallo en el fondo en el agujero previsto para ello y sujétela en su lugar. Comprueba que encaja bien. El portabastones puede ser montado en el lado derecho o izquierdo



AJUSTE DE LOS FRENOS :

Si el frenado es demasiado débil o demasiado repentino, el freno puede ajustarse a la tensión deseada ya sea arriba, en la maneta (véase 5 abajo), o abajo, con una herramienta adecuada (no suministrada) en el tornillo de ajuste del cable Bowden (véase 6 abajo).




USO DE LOS FRENOS :

Para ir más despacio, aprieta ligeramente las manetas con los dedos. Apriételos simultáneamente a la derecha y a la izquierda (ver 7 abajo).

Para bloquear los frenos, por ejemplo para detener el rollator, empuje ambas manetas con firmeza hacia abajo (ver 8 abajo) hasta que se bloqueen. Se oirá un "clic" que indica que el cierre es seguro.

Para desbloquear los frenos, tire de ambas manetas hacia arriba (ver 7 abajo).



La acción de los frenos puede estar influenciada por el desgaste de los neumáticos. **Por lo tanto, es necesario revisar los frenos regularmente.**

POSICION SENTADA :

Coloca el rollator en un suelo plano y estable. Entonces bloquea **los frenos** en la posición de estacionamiento como se ve arriba. El rollator debe ser estable y no moverse. Siéntese derecho y no se incline hacia atrás.

PLEGADO :

Para plegar el rollator, tire de la cinta del asiento hacia arriba y pliegue el rollator a ambos lados. (Véase 10 y 11 abajo).



CUIDADO Y MANTENIMIENTO



Si no se cuida y mantiene el producto, se corre el riesgo de sufrir lesiones graves.

- Limpie el rollator regularmente con agua tibia y un paño suave. No utilice productos abrasivos ni detergentes.
- Secar con un paño suave, limpio y seco.
- Asegúrese de que no haya acumulación de suciedad o porquería alrededor del eje, los frenos o las ruedas.
- No utilice agentes de limpieza que contengan fenol o cloro y todos los productos a base de disolventes, ya que esto podría dañar los materiales de aluminio y poliamida.

- Lubrique las ruedas con un poco de aceite si chirrían.
- Compruebe regularmente que todos los tornillos estén bien sujetos y apretados.
- Compruebe que los frenos funcionan correctamente antes de cada uso.
- Compruebe los frenos de estacionamiento, así que bloquee el rollator en modo de estacionamiento e intente mover el rollator hacia adelante.
- En el caso de una avería, no repare el rollator usted mismo. Consulte a un distribuidor autorizado.

CAMBIO DE PROPIETARIO

El producto puede ser reutilizado. Primero debe ser limpiado y desinfectado de acuerdo con las normas de higiene. Cuando transfiera el producto, recuerde entregar todos los documentos técnicos necesarios al nuevo usuario. Previamente, el producto debe ser inspeccionado por un especialista autorizado.

RECICLAJE

Cuando el producto se haya vuelto inutilizable y tenga que desecharlo: póngase en contacto con su distribuidor especializado. Si desea llevar a cabo el reciclaje por sí mismo, pregunte a su empresa local de gestión de residuos las directrices de eliminación.

ALMACENAMIENTO



Si no se respetan las condiciones de almacenamiento, el producto puede resultar dañado y, por tanto, existe el riesgo de que se produzcan lesiones graves.

- No guarde su rollator durante un período prolongado de tiempo cerca de una fuente de calor o al sol (por ejemplo, detrás de una ventana o cerca de un radiador) o cerca de una fuente de frío.
- Manténgase alejado de toda llama y chispa.
- Observe las condiciones de almacenamiento y estiba de sus rollators.
- En un lugar seco y templado.
- Proteja su rollator embalándolo contra el polvo, la corrosión (por ejemplo, elementos abrasivos, arena, agua de mar, aire salado).
- Almacene todas las piezas retiradas juntas en el mismo lugar (o ubíquelas si es necesario) para evitar que se mezclen con otros productos durante el reensamblaje.
- Todos los componentes deben ser almacenados sin ninguna carga (no coloque objetos demasiado pesados sobre los elementos del rollator, no atasque nada...).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones generales	Anchura 60,5 x Profundidad 67 x Altura 81 / 96 cm
Asiento	Anchura 40 cm x Profundidad 22,5 cm x Altura 58 cm
Ancho entre las asas	47,5 cm
Carga máxima de la bolsa	5 kg.
Peso	7,9 kg
Peso máximo usuario	150 kg.

VIDA UTIL

La vida útil prevista de este producto es de 5 años en condiciones normales de uso, seguridad y mantenimiento. Más allá de este período, el producto puede ser utilizado siempre y cuando esté en buenas condiciones.

GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de dos años a partir de la fecha de compra por parte del usuario. IDENTITÉS proporcionará piezas de repuesto para cualquier pieza que se haya roto debido a un defecto de fabricación, diseño o material. Contacte con el distribuidor al que compró el producto en caso de que necesite hacer una reclamación. Las fallas que resulten de daños accidentales, mal uso, alteración o desgaste no están cubiertas por esta garantía. Contacte con el distribuidor al que compró el producto para hacer cumplir la garantía.



Identités – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'Anjou



Poids maximum autorisé
Maximum weight authorized
Peso máximo permitido
150 kg

